

28

Wózek o podwójnym krzyżaku

Ten wózek inwalidzki o konstrukcji na podwójnym krzyżaku i o stałym oparciu dedykowany jest dla osób o wadze do 110 kg (150 kg w przypadku wózków inwalidzkich z anatomicznymi poduszkami).



VERMEIREN
we care for you

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wysoki komfort

Wyposażony w wysuwane i składane podnóżki oraz podłokietniki umożliwiające łatwy dojazd do stołu czy biurka. Bardzo wygodne, miękkie i długie podłokietniki zwiększają komfort podparcia rąk. Małe boczne kółka na podnóżkach chronią ściany i meble podczas przemieszczania się.



Wersja anatomiczna (opcjonalnie) Max. waga użytkownika: 150 kg

Kolor

C20
niebieski

Specyfikacja techniczna

■ Całkowita szerokość	560/610/670/720 mm
■ Całkowita wysokość	920 mm
■ Długość całkowita	1110 mm
■ Szerokość po złożeniu	290/290/310/350 mm
■ Szerokość siedziska	390/440/500/550 mm
■ Wysokość podłokietników	230 mm

Produkty zaprojektowane z myślą o Tobie

Idea jaka nam przyświeca jest prosta: Twój wózek musi być dostosowany do Ciebie, a nie odwrotnie. Dlatego nasze wózki są ewolucyjne i wychodzą naprzeciw twoich specyficznych potrzeb.

Wszystkie modele wózków można dostosować, mają wiele opcji i mogą być w pełni spersonalizowane, dzięki temu każdy znajdzie sprzęt dla siebie. To rezultat naszych ciągłych badań i doświadczenia, które mamy od 1957 roku.

Gwarantowana jakość

Pod względem jakości **28** spełnia najwyższe normy ustanowione przez międzynarodowe certyfikowane instytuty badawcze.



■ Wysokość siedzenia	500 mm
■ Wysokość oparcia	420 mm
■ Głębokość siedziska	430 mm
■ Waga	+/- 20 kg
■ Maksymalna waga użytkownika	(Wersja anatomiczna: 150 kg) 110 kg
■ Dodatkowe informacje	CE

Pomiary w mm, waga w kg - Dopuszczalne odchylenia rozmiarów (±15 mm, 1,5 kg). Model pokazany tylko w celach ilustracyjnych. Niektóre funkcje mogą być opcjonalne.

VERMEIREN Polska sp. z o.o.

ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica
Polska

www.vermeiren.pl
info@vermeiren.pl



Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą