

carpo



VERMEIREN
we care for you

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO
ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ

carpo

Carpo SE to nowoczesny skuter do jazdy na zewnątrz przeznaczony do codziennego użytku, zapewniający najwyższy komfort i wydajność podczas dłuższych przejażdżek w każdych warunkach pogodowych. Może poszczycić się bogatym wyposażeniem i sportowym wyglądem.

10
km/h

15
km/h



REGULOWANE PODŁOKIETNIKI

Regulowana wysokość i szerokość dla większego komfortu



WYŚWIETLACZ LCD I ZŁĄCZE USB

Złącze USB do ładowania telefonu łatwy w użyciu wyświetlacz LCD



KOSZYK NA ZAKUPY

Odpinany



DUŻY PRZEŚWIT

Dla najlepszych wrażeń z jazdy na świeżym powietrzu



SYSTEM OŚWIETLENIA

Przedni i tylny system świateł z kierunkowskazami



SIEDZISKO OBROTOWE I REGULOWANE

dla większego komfortu, wyposażone w zdejmowany zagłówek



PRĘDKOŚĆ

Do
15 km/h

ZASIĘG JAZDY

Do
45 km

MAK. OBciążENIE

Do
150 kg



DANE TECHNICZNE

Szerokość całkowita	660 mm
Długość całkowita	1535 mm
Wysokość całkowita	1390 mm
Wysokość siedziska	480-555 mm
Promień skrętu	2000 mm
Zasięg*	45 km
Silnik	750 W
Prędkość*	10 lub 15 km/h
Waga	144 kg
Maksymalna waga użytkownika	150 kg
Baterie	2x12V - 80Ah

*Zasięg jazdy obliczono zgodnie z normami europejskimi.

*Prędkość i zasięg mogą się różnić (ok. 15%).

Dopuszczalne tolerancje wymiarowe i wagowe: 15 mm, 1,5 kg i 1,5°.
Z zastrzeżeniem zmian technicznych. Obrazy wyłącznie w celach
ilustracyjnych. Niektóre funkcje mogą być opcjonalne.



Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą

VERMEIREN Polska sp. z o.o.

ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica
Polska

www.vermeiren.pl
info@vermeiren.pl



VERMEIREN

we care for you