

Normandie

Z kołami



VERMEIREN
we care for you



Uchwyt do pchania

Regulacja podłokietnika

Uchwyt do rozkładania

Opuszczony podłokietnik dla łatwego przenoszenia

Normandie

Żyj komfortowo

Normandie to wygodny, dobrze zaprojektowany wózek, który znakomicie wygląda w salonie lub w zakładzie opiekuńczym. Jego smukły design zapewnia komfort i pasuje do każdego wystroju wnętrza.

Dzięki odchylanemu do 45° oparciu i automatycznie nachylnemu podnóżkowi Normandie zapewnia komfort użytkowania przez cały dzień. Mocna metalowa konstrukcja zapewnia dodatkową stabilizację podczas wchodzenia i schodzenia z siedziska.

Przechowywanie oraz transportowanie wózków często bywa dość kłopotliwe.

W przypadku Normandie jest to proste dzięki składanemu oparciu, które w razie potrzeby pozwala na jego łatwe przechowywanie i transport.



Produkty zaprojektowane z myślą o Tobie

VERMEIREN od zawsze stara się znaleźć najlepsze dostępne rozwiązania aby dbać o Twoje potrzeby. Dzięki postępowi technologicznemu oraz nieustannemu rozwojowi możemy zaoferować najnowocześniejsze produkty. To efekt naszych nieustających badań i doświadczeń od 1957 roku.

Dostępne jest wiele kolorów i możliwych opcji, dzięki którym możesz dopasować Normandie do swoich potrzeb czy swojego wnętrza i gustu. Opcje obejmują stojak na kropłówkę, stolik,...



Oparcie zdemontowane

Normandie

Opcje



B12 - Drewniany stolik



B22 - Klin (średni lub duży)



B52 - Stojak na kroplówkę



M - Podłokietnik zabiegowy

Kolory



GS - Jasnoszara sztuczna skóra



BR - Brązowa sztuczna skóra



37 - Niebieska sztuczna skóra



33 - Lawendowa sztuczna skóra



ZW - Czarna sztuczna skóra

Specyfikacja techniczna

■ Całkowita szerokość	685 mm
■ Całkowita wysokość	1205 mm
■ Długość całkowita	860 mm
■ Szerokość siedziska	500 mm
■ Wysokość podłokietników	150 - 210 mm
■ Kąt nachylenia oparcia	13° - 45°

■ Wysokość siedzenia	520 mm
■ Wysokość oparcia	750 mm
■ Głębokość siedziska	480 mm
■ Waga Normandie	29,15 kg
■ Maksymalna waga użytkownika	130 kg
■ Dodatkowe informacje	CE

Pomiary w mm, waga w kg - Dopuszczalne odchylenia rozmiarów (± 15 mm, 1,5 kg). Model pokazany tylko w celach ilustracyjnych. Niektóre funkcje mogą być opcjonalne.

VERMEIREN Polska sp. z o.o.

ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica
Polska

www.vermeiren.pl
info@vermeiren.pl



Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą