



ASX Digital

Wysokiej klasy materac zmiennociśnieniowy rurowy. Skuteczny przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie w skali czterostopniowej EPUAP.



- POMPA:**
- Wymiary: 300 x 190 x 120 mm (L x B x H),
 - Waga: ca. 3 kg,
 - Kompresor 1 membranowy w obudowie metalowej z uchwyty do powieszenia na panelu łóżka oraz postawieniu na podłodze.
 - Cyfrowa kontrola z sensorem ciśnienia.
 - Zmienny cykl pracy (10 min),
 - Tryb opieki,
 - Tryb statycznych pracy dla pacjentów wrażliwych na ból,
 - Alarm niskiego ciśnienia (wizualny i akustycznych),
 - regulacja ciśnienia-płynna z podziałką kg.,
- MATERAC:**
- Wymiary ~ 200 x 90 x 17 cm,
 - Waga: ca. 11,6 kg,
 - 18 komór (fi ~15 cm), 7 komór wentylowanych, 3 statyczne komory głowy.
 - Komory z mikroperforacją,
 - Przewód powietrza PVC z wbudowanymi wew. zabezpieczeniami przed zgięciem z zaworem bezpieczeństwa podczas transportu),
 - zawór reanimacyjny CPR,
 - funkcja transportowa,
- MATERIAŁY:**
- Komory :
- Wysokiej jakości Nylon z powłoką poliuretanową gwarantuje olbrzymią trwałość,
 - możliwość wymiany poszczególnych komór materaca.
- Pokrowiec:
- Bi-elastyczny z powłoką poliuretanową.
 - Oddychający zapinany na zamek błyskawiczny.
 - Wodoszczelny i paroprzepuszczalny, z komorą na materac bazowy z pianki do 5 cm grubego.

novacare® gmbh
ISO CERTIFIED

DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 13485

Max. Waga pacjenta: 180 kg.

