

Eco-Light II

Balkonik

Eco-Light II jest aluminiowym, składanym, czterokołowym balkonikiem. Wyposażonym w demontowalny koszyk oraz uchwyt na kule. Składana barierka zapewnia podparcie pleców podczas siedzenia. Wyposażone w hamulce parkingowe oraz regulowane rączki. Składany i gotowy do transportu w kilka sekund.

szerokość	615 mm
głębokość siedziska	305 mm
szerokość siedziska	355 mm
wysokość siedziska	560 mm
wysokość	800 - 930 mm
długość	695 mm
wagał	7,5 kg
max. obciążenie	120 kg
koła (przód / tył)	8 x 1 ^{1/4} (ø 200 mm)
zabarwienie	szary

Pomiary w mm, waga w kg - Dopuszczalne odchylenia rozmiarów (±15 mm, 1,5 kg). Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.



VERMEIREN Polska sp. z o.o. - ul. Łączna 1 - 55-100 Trzebnica - Polska
Tel.: +48 71 387 42 00 - Fax: +48 71 387 05 74 - www.vermeiren.pl - info@vermeiren.pl

Model pokazany tylko w celach ilustracyjnych. Niektóre funkcje mogą być opcjonalne.

Tworzymy nowe możliwości