

SKUTERY

NOWA EDYCJA



VERMEIREN
we care for you

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO
ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ

01

eris

02

ceres

03

carpo

04

carpo^{xd}

05



PCJE

STWORZONE

W POLSCE

PODNOSZENIE JAKOŚCI I ELASTYCZNOŚCI

W **VERMEIREN** jesteśmy niezmiernie dumni z wysokiej jakości wykonania naszych skuterów z linii Eris, Ceres i Carpo - produkowanych tutaj, w Polsce. To nie jest tylko sama produkcja - to jest dowód naszego zaangażowania, najwyższej jakości i niezawodności.

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Każdy skuter w naszej ofercie został wykonany z wyjątkową dbałością o szczegóły, proces produkcyjny, realizowany przez wysoce wykwalifikowanych pracowników, opiera się na wielu dziesięcioleciach doświadczenia. Od początkowej fazy projektowania aż po wykończenie, każdy krok jest dokładnie realizowany aby mieć pewność, że nasze skutery nie tylko spełniają, ale nawet przekraczają najwyższe standardy.

LOKALNA PRODUKCJA, GLOBALNY WPŁYW

Wybierając skuter Eris, Ceres lub Carpo kupujesz nie tylko środek transportu - inwestujesz w europejski przemysł, jakość i niezawodność. Dołącz do nas i doświadcz różnicy wynikającej z produktu stworzonego z pasją, wiedzą i doświadczeniem, dążąc do doskonałości



eris

Skuter Eris służy do użytku wewnątrz i na zewnątrz na krótkich dystansach - do sklepu, przyjaciół lub rodziny. Dostarczany w komplecie z kierunkowskazami i oświetleniem w wersji LED. Kosz na zakupy można zdjąć, aby móc go nosić przy sobie podczas zakupów małych artykułów np. w lokalnym sklepie spożywczym



WYŚWIETLACZ

Łatwy i przejrzysty wyświetlacz



KOSZYK NA ZAKUPY

Odpinany




KOLUMNA KIEROWNICY

Regulowana dla większego komfortu jazdy



SYSTEM OŚWIETLENIA LED

Przedni i tylny system świateł LED z kierunkowskazami



ZAWIESZENIE

Zintegrowana amortyzacja zapewniająca płynniejszą jazdę



OBROTOWE SIEDZENIE

Wyposażone w dużą kieszeń z tyłu

PRĘDKOŚĆ

Do
10 km/h

ZASIĘG JAZDY

Do
37 km

MAX. OBciążENIE

Do
140 kg



DANE TECHNICZNE

Szerokość całkowita	570 mm
Długość całkowita	1185 mm
Wysokość całkowita	1150 mm
Wysokość siedziska	450-500 mm
Promień skrętu	2900 mm
Zasięg*	30-37 km
Silnik	320 W
Prędkość*	6 lub 10 km/h
Waga	75 kg
Maksymalna waga użytkownika	140 kg
Baterie	2x12V - 38Ah/50Ah

*Zasięg jazdy obliczono zgodnie z normami europejskimi.

*Prędkość i zasięg mogą się różnić (ok. 15%).

Dopuszczalne tolerancje wymiarowe i wagowe: 15 mm, 1,5 kg i 1,5°. Z zastrzeżeniem zmian technicznych. Obrazy wyłącznie w celach ilustracyjnych. Niektóre funkcje mogą być opcjonalne.

ceres

Ceres SE to skuter zewnętrzny, który harmonijnie łączy design, jakość i wygodę, oferując optymalną równowagę komfortu i wydajności użytkowania podczas załatwiania codziennych spraw.

10
km/h

15
km/h



Szary
umbra



Kość
słoniowa



Srebrny



Czerwony



ZAWIESZENIE

Zintegrowana amortyzacja zapewniająca płynniejszą jazdę



WYŚWIETLACZ

Łatwy i przejrzysty wyświetlacz



KOSZYK NA ZAKUPY

Odpinany



KOLUMNA KIEROWNICY

Regulowana dla większego komfortu jazdy



SYSTEM OŚWIETLENIA LED

Przedni i tylny system świateł LED z kierunkowskazami



SIEDZISKO OBROTOWE I REGULOWANE

dla większego komfortu, wyposażone w zdejmowany zagłówek



PRĘDKOŚĆ

Do
15 km/h

ZASIĘG JAZDY

Do
48 km

MAK. OBciążENIE

Do
140 kg



DANE TECHNICZNE

Szerokość całkowita	620 mm
Długość całkowita	1300 mm
Wysokość całkowita	1280 mm
Wysokość siedziska	450-500 mm
Promień skrętu	2800 mm
Zasięg*	30-48 km
Silnik	450 lub 650 W
Prędkość*	10 lub 15 km/h
Waga	106 kg
Maksymalna waga użytkownika	140 kg
Baterie	2x12V - 38Ah/50Ah

*Zasięg jazdy obliczono zgodnie z normami europejskimi.

*Prędkość i zasięg mogą się różnić (ok. 15%).

Dopuszczalne tolerancje wymiarowe i wagowe: 15 mm, 1,5 kg i 1,5°.
Z zastrzeżeniem zmian technicznych. Obrazy wyłącznie w celach
ilustracyjnych. Niektóre funkcje mogą być opcjonalne.

carpo

Carpo SE to nowoczesny skuter do jazdy na zewnątrz przeznaczony do codziennego użytku, zapewniający najwyższy komfort i wydajność podczas dłuższych przejażdżek w każdych warunkach pogodowych. Może poszczycić się bogatym wyposażeniem i sportowym wyglądem.

10
km/h

15
km/h



REGULOWANE PODŁOKIETNIKI

Regulowana wysokość i szerokość dla większego komfortu



SIEDZISKO OBROTOWE I REGULOWANE

dla większego komfortu, wyposażone w zdejmowany zagłówek



SYSTEM OŚWIETLENIA

Przedni i tylny system świateł z kierunkowskazami



DUŻY PRZEŚWIT

Dla najlepszych wrażeń z jazdy na świeżym powietrzu



KOSZYK NA ZAKUPY

Odpinany



WYŚWIETLACZ LCD I ZŁĄCZE USB

Złącze USB do ładowania telefonu łatwy w użyciu wyświetlacz LCD



PRĘDKOŚĆ

Do
15 km/h

ZASIĘG JAZDY

Do
45 km

MAK. OBciążENIE

Do
150 kg



DANE TECHNICZNE

Szerokość całkowita	660 mm
Długość całkowita	1535 mm
Wysokość całkowita	1390 mm
Wysokość siedziska	480-555 mm
Promień skrętu	2000 mm
Zasięg*	45 km
Silnik	750 W
Prędkość*	10 lub 15 km/h
Waga	144 kg
Maksymalna waga użytkownika	150 kg
Baterie	2x12V - 80Ah

*Zasięg jazdy obliczony zgodnie z normami europejskimi.

*Prędkość i zasięg mogą się różnić (ok. 15%).

Dopuszczalne tolerancje wymiarowe i wagowe: 15 mm, 1,5 kg i 1,5°. Z zastrzeżeniem zmian technicznych. Obrazy wyłącznie w celach ilustracyjnych. Niektóre funkcje mogą być opcjonalne.

carpo^{xd}

Wersja XD została specjalnie zaprojektowana, aby zapewnić najlepsze osiągi i wrażenia z jazdy na drogach górskich i pagórkowatych.

Nasze inteligentnie zaprogramowane przełożenie zapewnia wyjątkowy moment obrotowy i stabilność, dzięki czemu możesz pewnie jeździć nawet podczas długotrwałego użytkowania w trudnych warunkach.

13
km/h

Szary
umbra

Kość
słoniowa

Srebrny

Czerwony



REGULOWANE PODŁOKIETNIKI

Regulowana wysokość i szerokość dla większego komfortu



WYŚWIETLACZ LCD I ZŁĄCZE USB

Złącze USB do ładowania telefonu łatwy w użyciu wyświetlacz LCD



KOSZYK NA ZAKUPY

Odpinany



DUŻY PRZEŚWIT

Dla najlepszych wrażeń z jazdy na świeżym powietrzu



SYSTEM OŚWIETLENIA

Przedni i tylny system świateł z kierunkowskazami



SIEDZISKO OBROTOWE I REGULOWANE

dla większego komfortu, wyposażone w zdejmowany zagłówek



PRĘDKOŚĆ

Do
13 km/h

ZASIĘG JAZDY

Do
57 km

MAK. OBciążENIE

Do
150 kg



DANE TECHNICZNE

Szerokość całkowita	660 mm
Długość całkowita	1535 mm
Wysokość całkowita	1390 mm
Wysokość siedziska	480-555 mm
Promień skrętu	4020 mm
Zasięg*	57 km
Silnik	750 W
Prędkość*	13 km/h
Waga	144 kg
Maksymalna waga użytkownika	150 kg
Baterie	2x12V - 100Ah

*Zasięg jazdy obliczono zgodnie z normami europejskimi.

*Prędkość i zasięg mogą się różnić (ok. 15%).

Dopuszczalne tolerancje wymiarowe i wagowe: 15 mm, 1,5 kg i 1,5°.
Z zastrzeżeniem zmian technicznych. Obrazy wyłącznie w celach
ilustracyjnych. Niektóre funkcje mogą być opcjonalne.

VERMEIREN oferuje szeroką gamę akcesoriów do Twojego skutera.
Od uchwytu na kule po pokrowiec na skuter – uczyni korzystanie ze skutera jeszcze przyjemniejszym korzystając z naszych akcesoriów.

	Eris	Ceres SE	Carpo SE Carpo XD
• SW31	●	●	●
• B83		●	●
• SW06		●	●
• SW03		●	●
• SW83		●	●
• SH08	●	●	●
• SW09		●	●
• SW84		●	●
• MOVO		●	●



SW31
Uchwyt na kule



B83
Uchwyt na pojemnik z tlenem



SH08
Pokrowiec na skuter




SW09
Owiewka



SW06
Uchwyć na balkonik



SW03
Bagażnik



SW84
Podwyższony podnóżek



SW83
Uchwyć na butlę z tlenem



mevo

evolution



NAJLEPSZY DACH I OSŁONA NA 4 PORY ROKU DO SKUTERA



Developed in Canada

Developed and designed by Quebec engineers.

BEZ WZGLĘDU NA POGODĘ

Daszek Movo ochroni Cię przede wszystkim przed słońcem, a także przed wszelkimi warunkami atmosferycznymi. Łącząc w sobie materiał chroniący przed deszczem, przednią szybę i osłonę przeciwsłoneczną, chroni również przed zimnem i wiatrem.

DO TWOJEGO SKUTERA

Dzięki pomysłowemu montażowi za pomocą zaczepu pod siedziskiem, daszek Movo jest kompatybilny z większością modeli skuterów **VERMEIREN**, w tym Ceres Carpo i Mercurius 4D.

BALDACHIM, KTÓRY W JEDNEJ CHWILI ZAMIENIA SIĘ W KABINĘ

Dzięki technologii chowania nie trzeba go za każdym razem opuszczać. Możesz wybrać pozycję, która Ci odpowiada, w zależności od pogody. Masz zatem możliwość: opcję baldachimu i kabiny w jednym.



BARDZO SZYBKII MONTAŻ

Można złożyć i rozłożyć Movo w mniej niż 10 sekund.



ŁATWY W MONTAŻU

Na naszej stronie dostępna jest szczegółowa instrukcja oraz dokładny film z montażu, dzięki czemu zamontowanie go zajmie Ci niecałe 15 minut. Po zamontowaniu można go rozłożyć i złożyć w mniej niż 10 sekund.



KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA

Szerokość daszka Movo wynosi 74 cm, co pozwala na zmieszczenie się w wiele miejsc oraz nawet małe drzwi wewnętrzne.



ULTRALEKKI

Dzięki całkowitej wadze 8,7 kg Movo może być łatwo zamontowany przez jedną osobę.



Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą

VERMEIREN Polska sp. z o.o.

ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica
Polska

www.vermeiren.pl
info@vermeiren.pl



VERMEIREN

we care for you